

凍結せずに細胞を保管・輸送したい方に

極東 細胞保管液

※受注生産品

Point
1

原料にはヒトおよび動物由来の成分を使用していません。

Point
2


細胞を保管・輸送時のダメージから保護し、安定した保存が可能です。

Point
3

冷蔵または常温で細胞を短期間保存できます。

製品データ

ヒト間葉系幹細胞



社内データでは、ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞を「極東 細胞保管液」を用いて、4℃、72 時間保管した後の細胞生存率は 90% であった。また外部評価の結果では、冷蔵または室温でヒト臍帯由来間葉系幹細胞を 7 日間保存することが可能であった。

Check!

凍結したい場合には、凍結保存液「CP-1® High Grade」をご用意しております。

お問い合わせ窓口

極東製薬工業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋堀留町 1-3-15
日本橋ライフサイエンスビルディング 8 3F
産業営業所
TEL : 03-5645-5663
E-mail : cellculture@kyokutoseiyaku.co.jp



細胞培養の役立つ情報サイト

さまざまな製品の技術情報から与太話まで
きっと役立つ情報をお届けします

<https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/products/cellculture>

