

ドライシッパーを冷却してお届け！

容器管理・液体窒素充填作業が不要に！

メリット

ドライシッパーへのLN₂充填不要

ドライシッパーの所有・管理不要

危険を伴うLN₂充填作業が不要

培養等の本業に集中できる時間の確保

準備資材

冷却ドライシッパー

温度ロガー

専用輸送ケース



製品ラインナップ

■IC Biomedical社製 ドライシッパー

機種名	CXR-100	CXR-500
2mmバイアル	102本	500本
外径	234mm	391mm
全高	493mm	693mm

■温度ロガー（オプション）

・太平洋工業製 e-WAVES LTE2

測定温度範囲：-200℃～+100℃

測定可能項目：温度、湿度、照度、加速度、気圧、位置
(リアルタイム監視可能)

液体窒素充填作業が不要に



凍結



酸欠



充填

静置

出荷



- × 液体窒素の手配
- × 凍傷・酸欠の危険性
- × 使用可能まで約1日の作業時間

依頼方法

- ☒ 配送先・回収先情報
- ☒ 配送・回収希望日
- ☒ ドライシッパー種類
- ☒ 温度ロガー要否

提携の物流会社にてお届けします！



ご依頼・ご相談は
こちらへ！

bio@iwatani.co.jp

Iwatani

岩谷産業株式会社
エアガス部

大阪本社〒541-0053 大阪市中央区本町3-6-4 TEL(06)7637-3184
東京本社〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 TEL(03)5405-5947